

CAT Combat Application Tourniquet® (C-A-T®) - Gen. 7 - Original - schwarz

Artikelnr.: 73WER01

Neuware / Festpreis

37,50 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Zubehör - Sonstiges

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Combat Application Tourniquet® (C-A-T®) - Gen. 7 - Original - Schwarz

Verfügbarkeit und aktuelle Preise unter: [Klick Artikelbeschreibung](#): Tauchen Sie ein in die Welt der lebensrettenden Sofortmaßnahmen mit dem originalen Combat Application Tourniquet® (CAT®) in Schwarz - jetzt erhältlich bei hs-arms! In kritischen Situationen zählt jede Sekunde. Das CAT® ist nicht einfach nur ein Abbinde-System, es ist ein zuverlässiger Lebensretter, konzipiert für die schnelle und effektive Kontrolle lebensbedrohlicher Blutungen an den Extremitäten. CAT® Tourniquet: Qualität, die zählt - das Original! Das CAT® ist das Ein-Hand-Abbinde-System der Wahl für alle, die im Ernstfall handeln müssen. Ob bei Terroranschlägen, schweren Unfällen oder im taktischen Einsatz - dieses Tourniquet ist ein essentieller Bestandteil der modernen Verwundetenversorgung. Vertrauen Sie auf ein Produkt, das sich weltweit in den schwierigsten Situationen bewährt hat. Ihre Vorteile mit dem originalen CAT® Tourniquet: [- Anpassungsfähigkeit: Der individuell verstellbare Gurt passt sich optimal an die meisten Extremitäten an und gewährleistet eine sichere Anwendung. [- Intuitive Bedienung: Der robuste, ergonomische Knebel lässt sich auch unter Stress leicht greifen und drehen, um den nötigen Druck aufzubauen. [- Effektive Blutstillung: Das einzigartige Windesystem mit einem frei bewegbaren inneren Band unterbindet zuverlässig den arteriellen Blutfluss zur Extremität. [- Blitzschnelle Fixierung: Mit nur einem Handgriff sichern Sie den Knebel unter dem Klemmhaken. [- Sicherer Transport: Der zusätzliche Klettverschluss bietet während des Transports zusätzliche Stabilität und Sicherheit. Anwendung des CAT® Tourniquets: Schritt für Schritt zum Lebensretter Die korrekte Anwendung eines Tourniquets sollte stets geschult werden. Doch im absoluten Notfall, wenn andere Maßnahmen wie ein Druckverband versagen, kann jeder das CAT® effektiv einsetzen. Es ist sogar einhändig anlegbar! - Vorbereitung: Schlagen Sie das CAT® so auf, dass der Gurt eine O-förmige Schlaufe bildet. Legen Sie es dann oberhalb der Blutung, in Richtung des Rumpfes, an die verletzte Extremität an. [- Straffes Anlegen: Ziehen Sie den Gurt so fest an, dass maximal zwei Fingerspitzen zwischen Tourniquet und Extremität passen. Verbinden Sie anschließend die Klettflächen fest miteinander. [- Druckaufbau: Drehen Sie den Knebel, bis die Blutung stoppt und der Puls unterhalb der Wundstelle nicht mehr tastbar ist. [- Sicherung: Sichern Sie den Knebel unter dem Klemmhaken. Überprüfen Sie erneut Blutung und Puls; erhöhen Sie bei Bedarf den Druck durch weiteres Drehen des Knebels. [- Endfixierung & Dokumentation: Legen Sie das Gurtende über Knebel und Klemmhaken und fixieren Sie beides mit dem Sicherungsklett. Notieren Sie wenn möglich die Uhrzeit der Anbringung. Datenblatt: - Größe: Ungeöffnet: 15 x 6 x 4 cm [- Farbe: schwarz (black) [- Gewicht: ca. 85 g [- Blutungskontrolle für den taktischen Notfall [- Einfache Stegschnalle zur schnellen Anwendung [- Knebel aus stabilem Kunststoff [- Sicherungsklett zur Fixierung [- Beschriftbar mit Abbindezeitpunkt Warum das Original zählt: Erkennen Sie Fälschungen! Der Markt ist leider überschwemmt mit Imitationen des CAT®. Diese Fälschungen können den notwendigen Druck nicht aufbauen, sich lockern oder sogar reißen - und gefährden damit das Leben, das Sie retten wollen. Setzen Sie auf das Original von hs-arms aus sicherer Quelle! Anhaltspunkte für eine Fälschung können sein: [- Rote Spitze außerhalb der USA (das Original für den internationalen Markt hat eine schwarze Spitze). [- Fehlende oder minderwertige Gebrauchsanweisung, oft nicht in deutscher Sprache und ohne wichtige Medizinproduktinformationen wie Hersteller, EC-REP oder Importeur. Qualitative Mängel von Fälschungen äußern sich oft durch: [- Minderwertige Stäbe, die biegsam sind und unter Druck leicht brechen. [- Umfangreichere Wicklungen, die ein ausreichendes Festziehen zur Blutstillung erschweren oder unmöglich machen. Achtung: Eine fehlerhafte Anwendung oder die Nutzung einer Fälschung kann schwerwiegende Folgen bis hin zum Tod haben. Das Combat Application Tourniquet® in der betrieblichen Ersten Hilfe Auch im Bereich des Arbeitsschutzes gewinnt der Einsatz von Tourniquets zunehmend an Bedeutung. Die DGUV weist darauf hin: „Nach derzeitiger Forschungslage gibt es laut ERC Hinweise darauf, dass der Einsatz von Abbinde-Systemen (Tourniquets) bei schweren Verletzungen mit starkem Blutverlust sinnvoll sein kann. Hat sich ein Unternehmen entschieden, Abbinde-Systeme aufgrund der besonderen Gefährdungslage [unter dem Aspekt des Arbeitsschutzes] in die betriebliche Erste Hilfe einzuführen, muss die Anwendung unterwiesen und regelmäßig geübt werden.“ (Quelle: DGUV - Fachbereich Erste Hilfe / Mai 2017). Rüsten Sie Ihr Unternehmen mit dem bewährten Original aus. Sichern Sie sich jetzt das originale Combat Application Tourniquet® (CAT®) in



Anbieterinformationen

Hs-arms

Inh. Michael Schaller

Naumannstr. 12
01809 Heidenau
Sachsen

Telefon:

03529 - 58 44 917

Fax:

03529 - 58 44 918

E-Mail:

info@hs-arms.de

Webseite:

www.hs-arms.de

Sonstiges:

weitere Informationen unter <https://hs-arms.de/Hunde-Apportierdummy-Stockente>

weitere Angebote unter: www.hs-arms.de

Finanzierung möglich, ab 200€!

Gerne können Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschäft in Heidenau besichtigen oder abholen.

VERSAND = <https://hs-arms.de/Versand>

Produktsicherheitsinformationen:

C•A•T Resources, LLC
4203 International Dr.
Rock Hill, SC 29732